

FICHA TÉCNICA

ABATELENGUAS DE PLÁSTICO ESTÉRIL POLIESTIRENO CRISTAL (PS) INFANTIL

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ



PRESENTACIONES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-112-00	100 piezas estériles empacadas individualmente
IRSA-113-00	500 piezas estériles empacadas individualmente

Elaborado con poliestireno dispositivo rectangular,
con superficie lisa, puntas redondeadas,
aristas y bordes pulidos. Tamaño infantil.



ESTÉRIL

Empacado individualmente
para garantizar higiene
y seguridad.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con poliestireno
cristal de uso médico,
seguro para el contacto
con el paciente.



SUPERFICIE LISA

Superficie lisa y bordes
pulidos que brindan
comodidad y seguridad
durante su uso.



DISEÑO INFANTIL

Dimensiones adecuadas
para exploraciones
en pacientes
pediátricos.



LIGERO Y RESISTENTE

Material rígido y
duradero que mantiene
su integridad durante
el uso.



PRESENTACIÓN ESTÉRIL

Empaque individual
que garantiza higiene
y evita contaminación
cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno Cristal (PS) grado médico
Color:	Transparente
Forma:	Rectangular
Superficie:	Lisa
Puntas:	Redondeadas
Aristas y bordes:	Pulidos
Uso:	Infantil
Esterilidad:	Estéril
Presentación:	IRSA-112-00: 100 piezas estériles empacadas individualmente IRSA-113-00: 500 piezas estériles empacadas individualmente
Empaque:	Caja de cartón

DIMENSIONES APROXIMADAS (TAMAÑO INFANTIL)



Longitud Total: ~ 139 mm

Ancho: ~ 14 mm

Grosor: ~ 2 mm

APLICACIONES



Exploración
física



Consultorios
médicos



Hospitales y
clínicas



Odontopediatría



Instituciones
educativas



PRODUCTO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel. 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm