

FICHA TÉCNICA

IRSA-120-00 / IRSA-121-00

ABATELENGUAS DE MADERA

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ



PRESENTACIONES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-120-00	100 piezas
IRSA-121-00	500 piezas

Dispositivo rectangular tamaño estándar elaborado de madera de pino inastillable, con superficie lisa, extremos redondeados, aristas y bordes pulidos.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con madera de pino inastillable, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE LISA

Superficie lisa y bordes pulidos que brindan comodidad y seguridad durante su uso.



MATERIAL NATURAL

Madera de pino seleccionada, resistente y confiable para uso médico.



LIGERO Y RESISTENTE

Ligero, resistente y de alta durabilidad que mantiene su integridad durante el uso.



PRESENTACIÓN

Disponibles en cajas de 100 y 500 piezas para cubrir sus necesidades.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Madera de pino
Color:	Madera natural
Forma:	Rectangular
Superficie:	Lisa
Extremos:	Redondeados
Aristas y bordes:	Pulidos
Uso:	Desechable – Un solo uso
Esterilidad:	No estéril
Presentación:	IRSA-120-00: 100 piezas IRSA-121-00: 500 piezas
Empaque:	Caja de cartón

DIMENSIONES APROXIMADAS (TAMAÑO ESTÁNDAR)



Longitud total: ~142 mm

Ancho total: ~18 mm

Grosor: ~2 mm

APLICACIONES



Exploración física



Consultorios médicos



Hospitales y clínicas



Odontopediatría



Instituciones educativas

**PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.**