

FICHA TÉCNICA

APLICADORES DE PLÁSTICO POLIETILENO SIN ALGODÓN 750 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-130-00



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-130-00	750 piezas

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada elaborado de polietileno, sin mota de algodón en sus extremos.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con polietileno de grado médico, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



LIMPIO Y SEGURO

Sin mota de algodón en los extremos para evitar desprendimiento de fibras.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.




PRESENTACIÓN

Empaque con 750 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Polietileno de grado médico
Color:	Blanco
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Sin algodón
Uso:	Desechable – Un solo uso
Esterilidad:	No estéril
Presentación:	IRSA-130-00: 750 piezas
Empaque:	Caja de cartón

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES



Exploración física



Consultorios médicos



Hospitales y clínicas



Odontopediatría



Instituciones educativas

⚠ PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.