

FICHA TÉCNICA

APLICADORES DE PLÁSTICO POLIETILENO CON ALGODÓN 100 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-131-00



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-131-00	100 piezas

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada elaborado de polietileno, con mota de algodón o rayón en forma de gota en uno de sus extremos, 100% natural.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con polietileno de grado médico, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



ALGODÓN 100% NATURAL

Mota de algodón o rayón en forma de gota, 100% natural.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.




PRESENTACIÓN

Empaque con 100 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Polietileno de grado médico
Color:	Blanco
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Con mota de algodón o rayón en forma de gota en un extremo
Uso:	Desechable – Un solo uso
Esterilidad:	No estéril
Presentación:	IRSA-131-00: 100 piezas
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES



Exploración física



Consultorios médicos



Hospitales y clínicas



Odontopediatría



Instituciones educativas



Uso general en laboratorio



PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.