

FICHA TÉCNICA

APLICADORES ESTÉRILES DE
PLÁSTICO POLIETILENO
CON ALGODÓN 100 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-132-00	EMPACADOS INDIVIDUALMENTE
IRSA-133-00	EMPACADOS CON 2 PZAS CADA UNO (2X100)
IRSA-134-00	EMPACADOS CON 3 PZAS CADA UNO (3X100)

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada, estéril, elaborado de polietileno, con mota de algodón o rayón en forma de gota en uno de sus extremos, 100% natural.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con polietileno de grado médico, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



ALGODÓN 100% NATURAL

Mota de algodón o rayón en forma de gota, 100% natural.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.




PRESENTACIÓN

Empaque con 100 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Polietileno de grado médico
Color:	Blanco
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Con mota de algodón o rayón en forma de gota en un extremo
Uso:	Desechable – Un solo uso
Estéril:	Estéril
Presentación:	IRSA-132-00: EMPACADOS INDIVIDUALMENTE IRSA-133-00: EMPACADOS CON 2 PZAS CADA UNO (2X100) IRSA-134-00: EMPACADOS INDIVIDUAL (100) 3 PZAS CADA UNO (3X100)
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES

- Exploración física
- Consultorios médicos
- Hospitales y clínicas
- Odontopediatría
- Instituciones educativas
- Uso general en laboratorio

PRODUCTO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.