

FICHA TÉCNICA

APLICADORES ESTÉRILES DE
PLÁSTICO POLIETILENO
CON RAYÓN 100 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-135-00



PRESENTACIÓN	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-135-00	EMPACADOS INDIVIDUALMENTE

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada, estéril empacados individualmente, elaborado de polietileno, con mota de algodón o rayón en forma de gota en uno de sus extremos, 100% natural.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con polietileno de grado médico, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



RAYÓN 100% NATURAL

Mota de algodón o rayón en forma de gota, 100% natural.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.




PRESENTACIÓN

Empaque con 100 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Polietileno de grado médico
Color:	Blanco
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Con mota de algodón o rayón en forma de gota en un extremo
Uso:	Desechable – Un solo uso
Estéril:	Estéril
Presentación:	IRSA-135-00: EMPACADOS INDIVIDUALMENTE
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES

Exploración física

Consultorios médicos

Hospitales y clínicas

Odontopediatría

Instituciones educativas

Uso general en laboratorio

⚠ PRODUCTO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.