

FICHA TÉCNICA

APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN 750 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-140-00



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-140-00	750 piezas



CON ALGODÓN
O RAYÓN EN UN
EXTERMO

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada elaborado de madera de primera, con o sin mota de algodón o rayón en forma de gota en uno de sus extremos, 100% natural.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con madera de primera, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



100% NATURAL

Madera de primera 100% natural, biodegradable.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.



PRESENTACIÓN

Empaque con 750 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Madera de primera
Color:	Natural
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Con o sin mota de algodón o rayón en forma de gota en un extremo
Uso:	Desechable - Un solo uso
Esterilidad:	No estéril
Presentación:	IRSA-140-00: 750 piezas
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES

	Exploración física		Consultorios médicos		Hospitales y clínicas		Odontopediatría		Instituciones educativas		Uso general en laboratorio
--	--------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	--------------------------	--	----------------------------

PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.