

FICHA TÉCNICA

APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN 100 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-141-00



PRESENTACIÓN	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-141-00	100 piezas

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada elaborado de madera de primera, con o sin mota de algodón o rayón en forma de gota en uno de sus extremos, 100% natural.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con madera de primera, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



100% NATURAL

Madera de primera 100% natural, biodegradable.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.




PRESENTACIÓN

Empaque con 100 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Madera de primera
Color:	Natural
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Con o sin mota de algodón o rayón en forma de gota en un extremo
Uso:	Desechable - Un solo uso
Esterilidad:	No estéril
Presentación:	IRSA-141-00: 100 piezas
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES



Exploración física



Consultorios médicos



Hospitales y clínicas



Odontopediatría



Instituciones educativas



Uso general en laboratorio

⚠ PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.