

FICHA TÉCNICA

APLICADORES ESTÉRILES DE MADERA CON ALGODÓN 100 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ



CÓDIGOS	
IRSA-142-00	EMPACADOS INDIVIDUALMENTE
IRSA-143-00	EMPACADOS CON 2 PZAS CADA UNO (2X100)
IRSA-144-00	EMPACADOS CON 3 PZAS CADA UNO (3X100)

Dispositivo cilíndrico de superficie aristada elaborado de madera de primera, estéril, con o sin mota de algodón o rayón en forma de gota en uno de sus extremos, 100% natural.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con madera de primera, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE ARISTADA

Superficie con diseño aristado que brinda mejor agarre y control durante su uso.



100% NATURAL

Madera de primera 100% natural, biodegradable.



LIGERO Y RESISTENTE

Material ligero y resistente que mantiene su integridad durante el uso.



PRESENTACIÓN

Empaque con 100 piezas que garantiza higiene y evita contaminación cruzada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Madera de primera
Color:	Natural
Forma:	Cilíndrica
Superficie:	Aristada
Extremos:	Con o sin mota de algodón o rayón en forma de gota en un extremo
Uso:	Desechable - Un solo uso
Esterilidad:	Estéril
Presentación:	Ver códigos
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS

Longitud total sin algodón: ~150 mm	
Longitud total con algodón o rayón: ~155 mm	
Diámetro de la barra de plástico: ~3 mm	
Diámetro de mota de algodón o rayón: ~6 mm	
Longitud de mota de algodón o rayón: ~15 mm	

APLICACIONES

 Exploración física	 Consultorios médicos	 Hospitales y clínicas	 Odontopediatría	 Instituciones educativas	 Uso general en laboratorio
---	--	---	---	--	--

PRODUCTO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.