

FICHA TÉCNICA

ASA DE NICROMO CALIBRADA 1/100 NEGRA 5 mm. ø 10 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-150-00



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-150-00	10 piezas

Asa bacteriológica, de níquel cromo con mango de aluminio calibrado y sin calibrar.



CALIDAD MÉDICA

Fabricada con materiales de alta calidad para un desempeño confiable y seguro.



ALTA RESISTENCIA

Níquel cromo resistente a la corrosión y al calor, ideal para esterilización por flama.



CALIBRADA 1/100

Asa de 5 mm. ø calibrada con precisión 1/100 para resultados confiables.



LIGERA Y ERGONÓMICA

Mango de aluminio ligero que proporciona agarre cómodo y seguro.



PRESENTACIÓN

Empaque con 10 piezas que garantiza higiene y protección del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Níquel cromo (nicromel)
Mango:	Aluminio (calibrado y sin calibrar)
Calibre de alambre:	22 a.w.g.
Diámetro del asa:	5 mm. ø
Longitud de nicromel:	~6.5 cm
Longitud de mango:	~20 cm
Longitud total:	~26.5 cm
Esterilización:	Por flama
Presentación:	IRSA-150-00: 10 piezas
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES



Microbiología



Laboratorios clínicos



Investigación científica



Control de calidad



Esterilizable por flama



Instituciones educativas



Uso general en laboratorio

! PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.