

FICHA TÉCNICA

ASA DE NICROMO
SIN CALIBRAR
10 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-152-00



PRESENTACIÓN	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-152-00	10 piezas

Asa bacteriológica, de níquel cromo con mango de aluminio calibrado y sin calibrar.



CALIDAD MÉDICA

Fabricada con materiales de alta calidad para un desempeño confiable y seguro.



ALTA RESISTENCIA

Níquel cromo resistente a la corrosión y al calor, ideal para esterilización por flama.



SIN CALIBRAR

Asa sin calibración para uso general en aplicaciones de laboratorio.



LIGERA Y ERGONÓMICA

Mango de aluminio ligero que proporciona agarre cómodo y seguro.




PRESENTACIÓN

Empaque con 10 piezas que garantiza higiene y protección del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Níquel cromo (nicromel)
Mango:	Aluminio (calibrado y sin calibrar)
Calibre de alambre:	22 a.w.g.
Diámetro del asa:	Variable (sin calibrar)
Longitud de nicromel:	~6.5 cm
Longitud de mango:	~20 cm
Longitud total:	~26.5 cm
Esterilización:	Por flama
Presentación:	IRSA-152-00: 10 piezas
Empaque:	Bolsa de polietileno

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES

- Microbiología
- Laboratorios clínicos
- Investigación científica
- Control de calidad
- Esterilizable por flama
- Instituciones educativas
- Uso general en laboratorio

⚠ PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.