

FICHA TÉCNICA

BOLSA RECOLECTORA
DE ORINA PARA UROCULTIVO
(NIÑA) 100 PZAS. ESTÉRILES

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-160-00



PRESENTACIÓN	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-160-00	100 piezas estériles

Bolsa de polietileno regular con fuelle y orificio en forma de pera rodeado con área adhesiva cubierta de papel removible.



CALIDAD MÉDICA

Fabricada con polietileno de alta calidad para un desempeño confiable y seguro.



ESTÉRIL

Producto estéril, empaque individual que garantiza higiene y protección.



ÁREA ADHESIVA

Orificio en forma de pera con área adhesiva cubierta de papel removible para una fácil y segura fijación.



CON FUELLE

Diseño con fuelle que permite mayor capacidad y comodidad en la recolección.



PRESENTACIÓN

Caja con 100 piezas estériles, ideales para uso clínico y hospitalario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Polietileno regular
Tipo:	Con fuelle y orificio en forma de pera
Área adhesiva:	Con papel removible
Uso:	Para urocultivo (Niña)
Esterilidad:	Estéril
Largo:	~15 cm
Ancho:	~6 cm
Fuelle:	~5 cm
Espesor:	0.004 a 0.006 cm
Presentación:	IRSA-160-00: 100 piezas estériles
Empaque:	Caja de cartón

DIMENSIONES APROXIMADAS



APLICACIONES



Urocultivo



Pediatría



Hospitales



Clínicas



Laboratorios



Uso clínico

⚠ PRODUCTO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.