

FICHA TÉCNICA

ESPÁTULA DE AYRE MODIFICADA DE POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ESTÉRIL

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-202-00 100 PIEZAS
IRSA-203-00 500 PIEZAS

Dispositivo alargado de poliestireno cristal de primera, estéril empaquetado individualmente, con dos extremos diferentes, superficie lisa, puntas redondeadas, aristas y bordes pulidos.

- Longitud total: 175 mm
- Ancho menor: 8 mm
- Grosor: 1.5 mm
- Extremo de forma bifurcada como hueso:
Ancho: 17 - 25 mm
- Extremo de forma cónica con terminación en punta:
Longitud total: 35 mm
Ancho: 3 - 12 mm



MATERIAL DE PRIMERA
Poliestireno cristal (PS) de alta claridad y resistencia.

SUPERFICIE LISA
Acabado pulido, sin rebabas para un uso seguro y cómodo.

DOS EXTREMOS DIFERENTES
Diseño funcional para diversas aplicaciones ginecológicas.

DESECHABLE
Producto de un solo uso, no requiere limpieza ni esterilización.

PRESENTACIONES
Disponible en presentaciones de 100 y 500 piezas.

USO MÉDICO
Diseñada para procedimientos ginecológicos.

PRESENTACIONES		
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-202-00	Espátula de Ayre modificada de Poliestireno Cristal (PS) Estéril	100 piezas
IRSA-203-00	Espátula de Ayre modificada de Poliestireno Cristal (PS) Estéril	500 piezas

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Material:	Poliestireno cristal (PS) de primera
Color:	Transparente
Superficie:	Lisa y pulida
Extremos:	Un extremo bifurcado (forma de hueso) y un extremo cónico con punta
Puntas:	Redondeadas
Aristas y bordes:	Pulidos, sin rebabas
Uso:	Dispositivo desechable para uso ginecológico
Esterilización:	Estéril
Presentaciones:	IRSA-202-00: 100 piezas IRSA-203-00: 500 piezas

DIMENSIONES GENERALES

175 mm
8 mm
1.5 mm

EXTREMO BIFURCADO (FORMA HUESO)

17 - 25 mm

EXTREMO CÓNICO CON PUNTA

35 mm
3 - 12 mm

Ginecología

Toma de muestras citológicas

Procedimientos Papanicolaou

Clinicas

Hospitales

Laboratorios

⚠ PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.