


FICHA TÉCNICA

CAJA PETRI ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIESTIRENO CRISTAL 100x15 mm 500 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-172-00

Elaborada con poliestireno cristal de primera, en paquetes con 10 pzas, con doble envoltura para garantizar su esterilidad. Dos platillos de plástico, superior e inferior de apariencia similar excepto que uno es ligeramente mayor y encaja sobre el menor cubriéndola sin dificultad. Cuenta con una pestaña apilable.



MATERIAL DE PRIMERA

Poliestireno cristal (PS) de alta claridad y resistencia.



ALTA TRANSPARENCIA

Permite una excelente visualización del contenido.



PLATILLOS ACOPLADOS

Diseño funcional de tapa y base.



APILABLE

Cuenta con pestaña para un apilamiento seguro.



ESTÉRIL

Doble envoltura para garantizar su esterilidad.



PRESENTACIÓN

Empaques con 10 piezas. Caja con 500 piezas.


PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-172-00	Caja Petri Estéril Desechable de Poliestireno Cristal 100x15 mm	500 piezas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno cristal de primera
Color:	Transparente
Diseño:	Platillos acoplados (tapa y base)
Altura:	15 mm
Diámetro:	100 mm
Esterilización:	Doble envoltura para garantizar su esterilidad
Presentación:	Caja con 500 piezas (empaques con 10 pzas.)
Uso:	De un solo uso

DIMENSIONES



APLICACIONES



Laboratorios de microbiología



Investigación científica



Industria farmacéutica



Biotecnología



Instituciones educativas

PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.