

FICHA TÉCNICA

CAJA PETRI ESTÉRIL
DESECHABLE DE
POLIESTIRENO CRISTAL
90x15 mm DOBLE (I)
500 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-173-00



Elaborada con poliestireno cristal de primera, en empaques con 10 pzas, con doble envoltura para garantizar su esterilidad. Dos platillos de plástico, superior e inferior de apariencia similar excepto que uno es ligeramente mayor y encaja sobre el menor cubriéndola sin dificultad. Cuenta con una pestaña apilable.



MATERIAL
DE PRIMERA

Poliestireno cristal (PS) de alta claridad y resistencia.



ALTA
TRANSPARENCIA

Permite una excelente visualización del contenido.



PLATILLOS
ACOPLADOS

Diseño funcional de tapa y base.



APILABLE

Cuenta con pestaña para un apilamiento seguro.



ESTÉRIL

Doble envoltura para garantizar su esterilidad.




PRESENTACIÓN

Empaques con 10 piezas. Caja con 500 piezas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-173-00	Caja Petri Estéril Desechable de Poliestireno Cristal 90x15 mm Doble (I)	500 piezas

DIMENSIONES



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno cristal de primera
Color:	Transparente
Diseño:	Platillos acoplados (tapa y base)
Altura:	15 mm
Diámetro:	90 mm
Esterilización:	Doble envoltura para garantizar su esterilidad
Presentación:	Caja con 500 piezas (empaques con 10 pzas.)
Uso:	De un solo uso

APLICACIONES



Laboratorios de microbiología



Investigación científica



Industria farmacéutica



Biotecnología



Instituciones educativas

⚠ PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.