

FICHA TÉCNICA

CAJA PETRI ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIESTIRENO CRISTAL 90x15 mm TRIPLE (Y) 500 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-174-00

Elaborada con poliestireno cristal de primera, en empaques con 10 pzas, con doble envoltura para garantizar su esterilidad. Dos platillos de plástico, superior e inferior de apariencia similar excepto que uno es ligeramente mayor y encaja sobre el menor cubriéndola sin dificultad. Cuenta con una pestaña apilable.

**MATERIAL
DE PRIMERA**

Poliestireno cristal (PS)
de alta claridad y
resistencia.

**ALTA
TRANSPARENCIA**

Permite una excelente
visualización del contenido.

**PLATILLOS
ACOPLADOS**

Diseño funcional
de tapa y base.

**APILABLE**

Cuenta con pestaña
para un apilamiento
seguro.

**ESTÉRIL**

Doble envoltura
para garantizar
su esterilidad.

**PRESENTACIÓN**


Empaques con 10 piezas.
Caja con 500 piezas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-174-00	Caja Petri Estéril Desechable de Poliestireno Cristal 90x15 mm Triple (Y)	500 piezas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno cristal de primera
Color:	Transparente
Diseño:	Platillos acoplados (tapa y base)
Altura:	15 mm
Diámetro:	90 mm
Esterilización:	Doble envoltura para garantizar su esterilidad
Presentación:	Caja con 500 piezas (empaques con 10 pzas.)
Uso:	De un solo uso

DIMENSIONES**APLICACIONES**

Laboratorios
de microbiología



Investigación
científica



Industria
farmacéutica



Biotecnología



Instituciones
educativas

 **PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.**