

FICHA TÉCNICA

CAJA PETRI ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIESTIRENO CRISTAL 90x15 mm 150 PZAS.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-175-00


Elaborada con poliestireno cristal de primera, en empaques con 10 pzas, con doble envoltura para garantizar su esterilidad. Dos platillos de plástico, superior e inferior de apariencia similar excepto que uno es ligeramente mayor y encaja sobre el menor cubriéndola sin dificultad. Cuenta con una pestaña apilable.


MATERIAL DE PRIMERA

Poliestireno cristal (PS) de alta claridad y resistencia.


ALTA TRANSPARENCIA

Permite una excelente visualización del contenido.


PLATILLOS ACOPLADOS

Diseño funcional de tapa y base.


APILABLE

Cuenta con pestaña para un apilamiento seguro.


ESTÉRIL

Doble envoltura para garantizar su esterilidad.


PRESENTACIÓN


Empaques con 10 piezas. Caja con 150 piezas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-175-00	Caja Petri Estéril Desechable de Poliestireno Cristal 90x15 mm	150 piezas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno cristal de primera
Color:	Transparente
Diseño:	Platillos acoplados (tapa y base)
Altura:	15 mm
Diámetro:	90 mm
Esterilización:	Doble envoltura para garantizar su esterilidad
Presentación:	Caja con 150 piezas (empaques con 10 pzas.)
Uso:	De un solo uso

DIMENSIONES

APLICACIONES


Laboratorios de microbiología



Investigación científica



Industria farmacéutica



Biotecnología



Instituciones educativas

▲ PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.