

FICHA TÉCNICA

ESPÁTULA AYRE MODIFICADA DE MADERA, ESTÉRIL EMPACADA INDIVIDUALMENTE

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-212-00 100 PIEZAS

IRSA-213-00 500 PIEZAS

Dispositivo alargado de madera de pino inastillable, estéril, con dos extremos diferentes, superficie lisa, puntas redondeadas, aristas y bordes pulidos.



MADERA DE PINO INASTILLABLE

Material resistente de alta calidad.



SUPERFICIE LISA

Agradable al tacto. No maltrata.



DOS EXTREMOS DIFERENTES

Bifurcado como hueso y cónico en punta.



PUNTAS REDONDEADAS

Mayor seguridad en su uso.



ARISTAS Y BORDES PULIDOS

Acabado uniforme sin asperezas.




PRESENTACIÓN

Disponibles en 100 y 500 pzas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-212-00	Espátula Ayre modificada de Madera, Estéril empacada individualmente	100 PIEZAS
IRSA-213-00	Espátula Ayre modificada de Madera, Estéril empacada individualmente	500 PIEZAS

DIMENSIONES



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Madera de pino inastillable
Superficie:	Lisa
Longitud total:	175 mm
Ancho menor:	8 mm
Grosor:	1.5 mm
Extremo bifurcado (como hueso):	
Ancho:	17 - 25 mm
Extremo cónico (en punta):	
Longitud total:	35 mm
Ancho:	3 - 12 mm

APLICACIONES



Ginecología



Laboratorios clínicos



Toma de muestras y citologías



Hospitales y clínicas



Uso desechable



Instituciones educativas

PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.