

FICHA TÉCNICA

ESPEJO VAGINAL ESTÉRIL
DE POLIESTIRENO CRISTAL (PS)
CON CREMALLERA, 1 PZA.

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-220-00 CHICO
IRSA-221-00 MEDIANO

Artículo de uso médico, desechable, elaborado con poliestireno cristal grado médico transparente; consta de dos valvas que se articulan entre sí, mediante un mecanismo adecuado para proporcionar diferentes aberturas. Diseño con superficie redondeadas, aristas y bordes pulidos.



POLIESTIRENO
CRISTAL (PS)

Grado médico
transparente.



SUPERFICIE
LISA

Redondeadas,
aristas y bordes
pulidos.



MECANISMO
DE CREMALLERA

Permite diferentes
aberturas de forma
segura.



DESECHABLE

Producto estéril
para un solo uso.



ESTÉRIL

Empacado
individualmente.



PRESENTACIÓN

1 pieza por
empaque.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Valva Superior	Largo: 102 a 113 mm Ancho: 30 a 33 mm
Valva Inferior	Largo: 114 a 130 mm Ancho: 30 a 33 mm
Orificio Central	Ancho: 30 a 36 mm
Espejo	Abertura: 55 mm mínimo

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en poliestireno cristal (PS) grado médico transparente.
- Consta de dos valvas que se articulan entre sí.
- Mecanismo de cremallera para proporcionar diferentes aberturas.
- Diseño anatómico con bordes y puntas redondeadas para mayor comodidad del paciente.
- Esterilizado y empackado individualmente.
- Libre de látex.

APLICACIONES



Ginecología



Exploraciones
clínicas



Procedimientos
diagnósticos



Toma de muestras
y citologías



Hospitales y
clínicas



Instituciones
educativas

⚠ PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.