

FICHA TÉCNICA

**ACTIVE SPOT
VENDITAS**
PARA PIQUETES E INYECCIONES
22 mm COLOR PIEL
100 PZAS.
INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-162-00



Bandita adhesiva hipoalergénica en empaque individual con diámetro de 22 mm. Uso común en punción para extracción de muestra de sangre.

HIPOALERGÉNICA
Suave con la piel, reduce el riesgo de irritaciones.

IMPERMEABLE
Protege la herida de la suciedad y la humedad.

ACOLCHONADA
Mayor comodidad y protección en la zona aplicada.

FLEXIBLE
Se adapta a los movimientos para un mejor ajuste.

TRANSPIRABLE
Permite la ventilación de la piel.

PRESENTACIÓN
Caja con 100 piezas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Producto	Active Spot
Descripción	Venditas para piquetes e inyecciones
Diámetro	22 mm
Color	Piel
Material	Tela no tejida con adhesivo hipoalergénico
Empaque Individual	Sí
Contenido	100 piezas por caja
Código	IRSA-162-00

CARACTERÍSTICAS

- Bandita adhesiva redonda de 22 mm.
- Hipoalergénica, segura para la piel.
- Acolchonada para mayor confort.
- Impermeable: protege contra suciedad y humedad.
- Flexible y transpirable.
- Empaque individual para mayor higiene.
- Uso común en punción para extracción de muestra de sangre e inyecciones.

APLICACIONES

Inyecciones

Extracción de sangre

Clínicas y hospitales

Laboratorios

Uso en el hogar

Primeros auxilios

! USO EXTERNO. DESECHAR DESPUÉS DE SU USO.