

FICHA TÉCNICA

**LANCETA DE
ACERO INOXIDABLE**
CON PUNTA DE 3 mm
DE LONGITUD
250 PZAS.
INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ
IRSA-260-00



Elaborada con acero inoxidable, atoxico, acabado brillante, no presentan marcas de herramientas, muescas, rayas, poros, rebabas, corrosión, fisuras, grietas, superposición del material, incrustación de partículas extrañas y/o contaminantes.
La punta triangular esta libre de deformaciones.



PUNTA TRIANGULAR

Punta de 3 mm de longitud para una punción precisa y eficiente.



ACERO INOXIDABLE

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, resistente y confiable.



ACABADO BRILLANTE

Acabado brillante, libre de imperfecciones y contaminantes.



ESTÉRIL

Esterilizada y envasada individualmente para mayor seguridad e higiene.



DESECHABLE

Producto de un solo uso. Desechar después de su uso.



PRESENTACIÓN

Caja con 250 piezas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Lanceta de Acero Inoxidable
Longitud de la punta	3 mm
Calibre	30
Tipo	AISI*301
Longitud total	31 mm
Ancho total	6 mm
Grosor	3 mm
Material	Acero inoxidable
Esterilidad	Estéril
Uso	Para sangrado capilar
Presentación	Caja con 250 piezas
Código	IRSA-260-00

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada con acero inoxidable, atoxico, acabado brillante.
- No presentan marcas de herramientas, muescas, rayas, poros, rebabas, corrosión, fisuras, grietas, superposición del material, incrustación de partículas extrañas y/o contaminantes.
- La punta triangular esta libre de deformaciones.
- Calibre 30, tipo AISI*301.
- Longitud total: 31 mm
- Ancho total: 6 mm
- Grosor: 3 mm
- El acero inoxidable cumple con la norma ASTM 240/240 M99, ASEMS A 240-95, QQ-S-766D, AMS5503D

APLICACIONES



Pruebas de glucosa



Extracción de sangre capilar



Laboratorios clínicos



Uso en hospitales y clínicas



Diagnósticos médicos



Uso en el hogar con supervisión

⚠ PRODUCTO ESTÉRIL. DESECHABLE DE UN SOLO USO. DESTRUIR DESPUÉS DE SU USO.