

PARAFINA PARA HISTOLOGÍA

PUNTO DE FUSIÓN 56 °C A 58 °C

IRSA-280-00 / IRSA-281-00

Parafina totalmente refinada, de color blanco brillante y consistencia cerosa. Formulada para procesos de histología que requieren un rango de fusión controlado de 56 °C a 58 °C.



TOTALMENTE REFINADA

56-58°

FUSIÓN CONTROLADA

Rango de 56 °C a 58 °C.

BL

BLANCO BRILLANTE

Apariencia limpia y uniforme.

PF

CONSISTENCIA CEROSA

Parafina sólida refinada.

HIS

USO HISTOLÓGICO

Para inclusión y formación de bloques.

2X

DOS PRESENTACIONES

Disponible en 500 g y 1000 g.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto:	Parafina para histología
Tipo:	Parafina totalmente refinada
Punto de fusión:	56 °C a 58 °C
Color:	Blanco brillante
Consistencia:	Cerosa
Apariencia:	Sólido refinado
Aplicación:	Procesamiento histológico
Marca:	Industrias Ruisánchez

PRESENTACIONES

CÓDIGO	CONTENIDO
IRSA-280-00	500 gramos
IRSA-281-00	1000 gramos

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Inclusión de muestras en procesos histológicos.
- ✓ Formación de bloques para corte en micróscopio.
- ✓ Uso en laboratorios de anatomía patológica e investigación.

Conservación: mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de fuentes directas de calor. Fundir con equipo de temperatura controlada conforme al procedimiento del laboratorio.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México