

PORTAOBJETOS PULIDO

IRSA-290-00

PRESENTACIÓN: 50 PIEZAS

Lámina rectangular de vidrio transparente, diseñada para contener y soportar muestras durante su observación bajo el microscopio. Su formato estándar facilita una preparación práctica y ordenada.



VIDRIO TRANSPARENTE

CL

ALTA TRANSPARENCIA

Visualización clara de la muestra.

75

FORMATO ESTÁNDAR

Dimensiones de 75 x 25 mm.

1

ESPESOR UNIFORME

Lámina de 1 mm de espesor.

PL

SUPERFICIE PULIDA

Acabado liso para uso práctico.

50

PRESENTACIÓN PRÁCTICA

Caja con 50 portaobjetos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto:	Portaobjetos pulido
Material:	Vidrio transparente
Forma:	Lámina rectangular
Longitud:	75 mm
Ancho:	25 mm
Espesor:	1 mm
Presentación:	50 piezas
Marca:	Industrias Ruisánchez

DIMENSIONES



APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Preparación y soporte de muestras para microscopía.
- ✓ Uso en laboratorios clínicos, educativos y de investigación.
- ✓ Compatible con técnicas de observación microscópica rutinaria.

Manejo: conservar limpio y seco. Sujetar por los bordes para reducir huellas; manipular con precaución por tratarse de vidrio.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México