

REFRIGERANTE EN GEL

IRSA-300-00

10 PAQUETES DE 250 g

Polímero sintético de alta calidad con propiedades refrigerantes, reutilizable y no tóxico. Diseñado para apoyar cadenas de frío de más de 48 horas en aplicaciones farmacéuticas y de laboratorio.



CADENA DE FRÍO > 48 HORAS

48

REFRIGERACIÓN PROLONGADA

Apoya cadenas de frío de más de 48 h.

RE

REUTILIZABLE

Puede congelarse y utilizarse nuevamente.

NT

NO TÓXICO

Polímero sintético para manejo seguro.

RX

USO FARMACÉUTICO


Ideal para productos sensibles a temperatura.

10

PRESENTACIÓN PRÁCTICA

10 paquetes individuales de 250 g.

PRESENTACIÓN Y MEDIDAS



12 cm
10 PAQUETES x 250 g

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Gel
Color:	Transparente
pH:	6.9
Viscosidad:	59,400 cps
Carbono:	49.70 %
Hidrógeno:	5.50 %
Clarificación al neutralizar:	93.90 %
Peso equivalente:	74
Medidas de la bolsa:	12 x 17 cm
Peso por paquete:	250 g

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Conservación térmica durante el transporte de productos farmacéuticos.
- ✓ Apoyo en cadenas de frío para muestras, insumos y productos sensibles.
- ✓ Uso reutilizable en contenedores térmicos y embalajes aislados.

Recomendación: congelar antes de usar y distribuir los paquetes alrededor de la carga. No perforar ni ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

 **Dirección:** Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México