

FRASCO DE 20 mL

POLIPROPILENO CON TAPA ROSCADA

IRSA-301-00 / IRSA-302-00

Frasco de polipropileno clarificado para recolección de muestras y biopsias. Su tapa roscada incorpora un cintillo interno como sistema anti escurrimiento y está disponible en acabado natural traslúcido o colores pigmentados.



CAPACIDAD NOMINAL: 20 mL

2

DOS VERSIONES

No estéril o estéril con empaque individual.

CR

CIERRE ROSCADO

Tapa de PP para apertura y cierre práctico.

AE

ANTI ESCURRIMIENTO

Cintillo interno integrado en la tapa.

PP

PP CLARIFICADO

Cuerpo traslúcido para visualizar la muestra.

LAB

USO DE LABORATORIO

Para recolección de muestras y biopsias.

PRESENTACIONES


Código	Contenido	Condición
IRSA-301-00	10 piezas	No estériles
IRSA-302-00	10 piezas	Estériles, empacadas individualmente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material del frasco:	Polipropileno (PP) clarificado
Capacidad:	20 mL
Altura total del frasco:	43 mm
Diámetro interno del frasco:	30 mm
Material de la tapa:	Polipropileno (PP)
Altura de la tapa:	14 mm
Diámetro interno de la tapa:	34 mm
Cierre:	Rosca con cintillo interno anti escurrimiento
Color de tapa:	Natural traslúcida o colores pigmentados

DIMENSIONES

Tapa: 14 mm de alto · Ø interno 34 mm



APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Recolección, resguardo y transporte de muestras clínicas o de laboratorio.
- ✓ Contención de biopsias y pequeñas muestras para su manejo controlado.
- ✓ La tapa roscada con cintillo interno ayuda a reducir escurrimientos.

Recomendación: seleccionar la versión estéril cuando el procedimiento lo requiera. Verificar el cierre antes del transporte y utilizar conforme al protocolo aplicable.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México