

FRASCO ESTÉRIL DE 50 mL

POLIESTIRENO CRISTAL

CON TAPA ROSCADA - 10 PZAS.

IRSA-311-00 / IRSA-311-01

Frasco transparente de poliestireno cristal de 50 mL, diseñado para la recolección y resguardo de muestras. Cuenta con tapa roscada de polipropileno, disponible en acabado traslúcido natural o rojo, e incorpora un cintillo interno como sistema anti escurrimientos.



CAPACIDAD NOMINAL: 50 mL

2

DOS OPCIONES DE TAPA

Traslúcida natural o roja para identificación visual.

CR

CIERRE ROSCADO

Tapa de PP para apertura y cierre práctico.

AE

ANTI ESCURRIMIENTOS

Cintillo interno integrado en la tapa.

PS

PS TRANSPARENTE

Permite visualizar claramente la muestra.

10

PRESENTACIÓN

Paquete con 10 piezas.


PRESENTACIONES

Código	Contenido	Configuración
IRSA-311-00	10 piezas	Tapa traslúcida
IRSA-311-01	10 piezas	Tapa roja

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material del frasco:	Poliestireno cristal (PS) transparente
Capacidad:	50 mL
Altura total del frasco:	65 mm
Diámetro interno del frasco:	37 mm
Material de la tapa:	Polipropileno (PP)
Altura de la tapa:	14 mm
Diámetro interno de la tapa:	41 mm
Cierre:	Rosca con cintillo interno anti escurrimientos
Opciones de tapa:	Traslúcida natural o roja

DIMENSIONES



APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Recolección, identificación y resguardo de muestras de laboratorio.
- ✓ El cuerpo transparente facilita la observación del contenido.
- ✓ La tapa roscada con cintillo interno ayuda a reducir escurrimientos.

Recomendación: verificar el cierre antes del transporte y seleccionar el color de tapa requerido para la identificación de la muestra.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México