

FRASCO DE 125 mL

POLIPROPILENO CLARIFICADO

CON TAPA ROSCADA - 10 PZAS.

IRSA-320-00 / IRSA-320-01 / IRSA-320-03

Frasco natural traslúcido de polipropileno clarificado, con capacidad de 125 mL y graduación a 100 mL, diseñado para la recolección y resguardo de muestras. Su tapa roscada de polipropileno incorpora un cintillo interno como sistema anti escurrimiento y está disponible en tres colores.



CAPACIDAD NOMINAL: 125 mL

3

TRES COLORES DE TAPA

Traslúcida, roja o azul para identificación visual.

100

GRADUADO A 100 mL

Facilita la estimación visual del volumen.

AE

ANTI ESCURRIMIENTO

Cintillo interno integrado en la tapa.

PP

PP CLARIFICADO

Cuerpo natural traslúcido y resistente.

10

PRESENTACIÓN

Paquete con 10 piezas.


PRESENTACIONES

Código	Contenido	Configuración
IRSA-320-00	10 piezas	Tapa traslúcida
IRSA-320-01	10 piezas	Tapa roja
IRSA-320-03	10 piezas	Tapa azul

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material del frasco:	Polipropileno clarificado (PP)
Capacidad:	125 mL
Graduación:	Hasta 100 mL
Altura total del frasco:	69 mm
Diámetro interno del frasco:	55 mm
Material de la tapa:	Polipropileno (PP) pigmentado
Altura de la tapa:	15 mm
Diámetro interno de la tapa:	58 mm
Cierre:	Rosca con cintillo interno anti escurrimiento

DIMENSIONES



APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Recolección, identificación y resguardo de muestras de laboratorio.
- ✓ La graduación a 100 mL facilita la estimación visual del volumen.
- ✓ Las tapas de color permiten diferenciar muestras o áreas de trabajo.

Recomendación: comprobar el cierre roscado antes de transportar y seleccionar el color de tapa conforme al sistema de identificación del laboratorio.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México