

## FRASCO ESTÉRIL DE 125 mL

### POLIPROPILENO CLARIFICADO

### CON TAPA ROSCADA - 10 PZAS.

### IRSA-321-00 / IRSA-321-01 / IRSA-321-03

Frasco natural traslúcido de polipropileno clarificado, con capacidad de 125 mL y graduación a 100 mL, diseñado para la recolección y resguardo de muestras. Su tapa roscada de polipropileno incorpora un cintillo interno como sistema anti escurrimiento y está disponible en tres colores.



**CAPACIDAD NOMINAL: 125 mL**

**3**

#### TRES COLORES DE TAPA

Traslúcida, roja o azul para identificación visual.

**100**

#### GRADUADO A 100 mL

Facilita la estimación visual del volumen.

**AE**

#### ANTI ESCURRIMIENTO

Cintillo interno integrado en la tapa.

**PP**

#### PP CLARIFICADO

Cuerpo natural traslúcido y resistente.

**10**

#### PRESENTACIÓN

Paquete con 10 piezas.


#### PRESENTACIONES

| Código      | Contenido | Configuración   |
|-------------|-----------|-----------------|
| IRSA-321-00 | 10 piezas | Tapa traslúcida |
| IRSA-321-01 | 10 piezas | Tapa roja       |
| IRSA-321-03 | 10 piezas | Tapa azul       |

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Material del frasco:         | Polipropileno clarificado (PP)                |
| Capacidad:                   | 125 mL                                        |
| Graduación:                  | Hasta 100 mL                                  |
| Altura total del frasco:     | 69 mm                                         |
| Diámetro interno del frasco: | 55 mm                                         |
| Material de la tapa:         | Polipropileno (PP) pigmentado                 |
| Altura de la tapa:           | 15 mm                                         |
| Diámetro interno de la tapa: | 58 mm                                         |
| Cierre:                      | Rosca con cintillo interno anti escurrimiento |

#### DIMENSIONES



#### APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Recolección, identificación y resguardo de muestras de laboratorio.
- ✓ La graduación a 100 mL facilita la estimación visual del volumen.
- ✓ Las tapas de color permiten diferenciar muestras o áreas de trabajo.

**Recomendación:** comprobar el cierre roscado antes de transportar y seleccionar el color de tapa conforme al sistema de identificación del laboratorio.



**Teléfonos:**  
55 7575 1661 | 55 7575 1662  
55 7160 2454 | 55 7158 7031



**Correo:**  
ventas@laborwasserdemexico.com



**Página web:**  
www.laborwasserdemexico.com



**Dirección:** Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México