

TARRO DE 60 mL

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CON TAPA ROSCADA - 10 PZAS.

IRSA-330-00 / IRSA-331-00

Tarro opaco de polietileno de alta densidad (PAD), tipo pomadera, con capacidad de 60 mL y tapa roscada. Diseñado para la recolección y el resguardo de muestras; disponible en versión no estéril o estéril con empaque individual.



CAPACIDAD NOMINAL: 60 mL

2

DOS CONFIGURACIONES

No estéril o estéril con empaque individual.

PAD

MATERIAL PAD

Polietileno de alta densidad opaco.

TR

TAPA ROSCADA

Cierre práctico para el manejo de muestras.

TP

TIPO POMADERA

Boca amplia para facilitar el acceso.

10

PRESENTACIÓN

Paquete con 10 piezas.


PRESENTACIONES

Código	Contenido	Configuración
IRSA-330-00	10 piezas	No estéril
IRSA-331-00	10 piezas	Estéril, empaque individual

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Polietileno de alta densidad (PAD)
Aspecto:	Opaco, tipo pomadera
Capacidad:	60 mL
Altura total:	44 mm
Diámetro interno:	53 mm
Diámetro de rosca:	51 mm
Tipo de cierre:	Tapa roscada
Presentación:	10 piezas

DIMENSIONES



APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Recolección y resguardo temporal de muestras de laboratorio.
- ✓ Formato tipo pomadera para facilitar el acceso al contenido.
- ✓ Seleccione la versión estéril cuando el procedimiento lo requiera.

Recomendación: verificar que la tapa esté correctamente roscada antes de transportar y conservar el empaque individual cerrado hasta el momento de uso.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

 **Dirección:** Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México