

TUBO 12 × 75 mm

POLIESTIRENO CRISTAL (PS)

SIN TAPÓN

IRSA-350-00 / IRSA-353-00 / IRSA-356-00

Tubo de ensayo elaborado con poliestireno cristal de primera, de forma cilíndrica alargada y gran transparencia. Su extremo cerrado presenta una base redondeada en forma de U, diseñada para el manejo general de muestras en laboratorio.



MEDIDA NOMINAL: 12 × 75 mm

3

TRES PRESENTACIONES

Paquetes con 100, 500 o 1000 piezas.

PS

POLIESTIRENO CRISTAL

Material transparente para visualizar muestras.

U

BASE REDONDEADA

Fondo cerrado con perfil suave en forma de U.

12

FORMATO COMPACTO

Diámetro de 12 mm y longitud de 75 mm.

ST

SIN TAPÓN

Tubo abierto listo para el procedimiento requerido.


PRESENTACIONES

Código	Contenido
IRSA-350-00	100 piezas
IRSA-353-00	500 piezas
IRSA-356-00	1000 piezas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno cristal (PS) de primera
Forma:	Cilíndrica alargada
Base:	Redondeada en forma de U
Longitud:	75 mm
Diámetro:	12 mm
Cierre:	Sin tapón
Aspecto:	Transparente

DIMENSIONES



Esquema de referencia · Base redondeada en U

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Contención, preparación y observación de muestras de laboratorio.
- ✓ Adecuado para procedimientos generales que requieran material transparente.
- ✓ Seleccione la presentación de acuerdo con el consumo del laboratorio.

Recomendación: verificar la compatibilidad del poliestireno con la muestra y el método antes de utilizar; el producto se suministra sin tapón.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

 **Dirección:** Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México