

TUBO ESTÉRIL 12 x 75 mm

POLIESTIRENO CRISTAL (PS)

TAPÓN DE DIFERENTES COLORES

PRESENTACIÓN: 100 PIEZAS

Tubo de ensayo de poliestireno cristal de primera, con forma cilíndrica alargada y base redondeada en U. Incluye tapón no perforable de polipropileno pigmentado; se utiliza para almacenar temporalmente muestras o sustancias, especialmente en pruebas y ensayos cualitativos.



6 COLORES DISPONIBLES · 100 PZAS.

6

IDENTIFICACIÓN POR COLOR

Seis colores para diferenciar muestras o procesos.

PS

POLIESTIRENO CRISTAL

Transparencia para facilitar la inspección visual.

PP

TAPÓN NO PERFORABLE

Cierre de polipropileno pigmentado.

U

BASE REDONDEADA

Fondo cerrado con perfil suave en forma de U.

12

FORMATO COMPACTO

Tubo de 12 mm de diámetro y 75 mm de longitud.


PRESENTACIONES · 100 PIEZAS

Código	Color del tapón
IRSA-352-01	● Rojo
IRSA-352-03	● Azul
IRSA-352-04	● Amarillo
IRSA-352-05	● Naranja
IRSA-352-06	● Verde
IRSA-352-08	● Rosa

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material del tubo:	Poliestireno cristal (PS) de primera
Forma y base:	Cilíndrica; fondo redondeado en U
Longitud del tubo:	75 mm
Diámetro del tubo:	12 mm
Material del tapón:	Polipropileno (PP) pigmentado
Tipo de tapón:	No perforable
Longitud del tapón:	15 mm
Diámetro del tapón:	16 mm

DIMENSIONES



Tapón
15 mm de longitud
Ø total: 16 mm

Esquema de referencia · Medidas nominales

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Almacenamiento temporal de muestras o sustancias.
- ✓ Pruebas y ensayos cualitativos de laboratorio.
- ✓ Identificación visual por color para organizar muestras o procesos.

Recomendación: verificar la compatibilidad química del poliestireno con la muestra y el método antes de utilizar.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México