ESPECIFICACIÓNES

EQUIPO PARA METODO DE PAS
Acido peryodico de Schiff
Soluciones colorantes

Catálogo: 64295

Descripción:
Equipo de colorantes para tinción de cortes histológicos.

Opción de uso: Método en frío o en caliente.

Componentes del equipo:

Acido peryodico :	Catálogo 6176
Acido clorhidrico:	Catálogo 1540
Reactivo Schiff :	Catálogo 2919

Presentación: Equipo: 3x125 ml

Usos: Para uso exclusivo de laboratorio para tinción de cortes histológicos.

Envase y almacenamiento: Consérvese en su envase original y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarlo y almacene a temperatura ambiente entre 15-30 º C.

Revisó y Aprobó: Gerente de Control de Calidad.
Servicio técnico disponible.