ESPECIFICACIÓNES

EQUIPO DE ZIEHL NEELSEN
Soluciones colorantes

Catálogo: 64293

Descripción:
Equipo de colorantes para tinción de bacterias alcohol ácido resistentes (BAAR).

Opción de uso: Método en frío o en caliente.

Componentes del equipo:

Fucsina carbol (Kinyoun):	Catálogo 6133
Azul de metileno:	Catálogo 787
Alcohol ácido:	Catálogo 852

Presentación: Equipo: 3x125 ml
3x250 ml

Usos: Para uso exclusivo de laboratorio para determinación del bacilo de la tuberculosis (mycobacteriu tuberculosis BAAR Bacterias alcohol – ácido resistentes) en esputo, jugo gástrico, orina mediante la tinción de frotis.

Envase y almacenamiento: Consérvese en su envase original y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarlo y almacene a temperatura ambiente entre 15-30 º C.

Clave: RCC-cd-01-02 RVFG/GME101226

Revisó y Aprobó: Gerente de Control de Calidad.
Servicio técnico disponible.