ESPECIFICACIÓNES

RESINA SINTETICA EN XILOL

Catálogo: 7987

Aspecto: Solución resinosa color ámbar.

Contenido de resina en peso: 60 %

Usos: Como fijador en el diagnóstico citológico.

Tiempo de secado: De 15 – 25 minutos.

Envase y almacenamiento: Consérvese en su envase original de vidrio y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarla y almacene a temperatura ambiente entre 15-30 ºC.

Clave: RCC-cd-01-02 RVFG/GME210212

Revisó y Aprobó: Gerente de Control de Calidad.
Servicio técnico disponible.

.