ESPECIFICACIÓNES

NESSLER REACTIVO

Catálogo: 1995

Aspecto:	Solución de color amarillo
Medio de disolución:	Acuosa , a base de yoduro de potasio, cloruro de mercurio.
Usos:	En el laboratorio para la determinación de Nitrógeno
Envase y almacenamiento:	Consérvese en su envase original de vidrio y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarla y almacene a temperatura ambiente entre 15-30 º C.

Clave: RCC-cd-01-02 RVFG/GME2580414

Revisó y Aprobó: Gerente de Control de Calidad.
Servicio técnico disponible.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Laureles #62, Jardines de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx., C.P. 52978

Tel. 55 7575 1661 | 55 7575 1662 | 55 7160 2454 | 55 7158 7031

ventas@laborwasserdemexico.com | www.laborwasserdemexico.com