ALCOHOL ÁCIDO ORTHO 70 % Decolorante para tinción BAAR

Catálogo: 852

Uso recomendado: Solución decolorante en tinción de bacterias alcohol ácido resistente (BAAR).

Aspecto: Líquido incoloro

Olor: Alcohol

Componentes:	Alcohol etílico, ácido clorhídrico y agua destilada.
Densidad a 25 °C:	0.880 – 0.910 g/ml
Acción decolorante en técnica de Ziehl Neelsen:	Cumple
Nota:	Sugerencia de tinción ver inserto Cat: 64293, disponible.
Temperatura de almacenaje recomendada:	15 – 30 °C
Almacenamiento:	Consérvese en su envase original y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarla

Bibliografía: Clark George, Staining procedures ed. Williams & wilkins, Lynch Raphael Mellor, Spore & Inwood. Métodos de laboratorios, Bernard Henry John, Diagnóstico y tratamiento clínico Gradwol's, Clinical laboratory methods and diagnosis.

Planta Zapopan. Tel. 33 3853 1722 / 33 3853 2563 (con 6 líneas) Ventas CD.de México. Tel. 55 5208 0026 (con 6 líneas)

LABOR WASSER DE MEXICO S.A. DE C.V.

Laureles #62, Jardines de Atizapan
Atizapan de Zaragoza, Edo. Mex., C.P. 52978
Tel. 55 7575 1661 / 55 7575 1662
55 7160 2454 / 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com
www.laborwasserdemexico.com