ESPECIFICACIONES

AZUL DE METILENO LOEFFLER Para BAAR

Catálogo: 787

Uso recomendado: Solución colorante para tinción de bacterias alcohol ácido resistentes (BAAR).

Aspecto: Líquido azul

Olor: Alcohol

Componentes:	Azul de metileno I.C. 52015, alcohol etílico, agua destilada, conservador y estabilizador.
Funcionalidad método Zielh Neelsen (Muestra: Tejido):	Tiñe
Bacterias (Mycobacterium tuberculosis):	Rojo brillante
Otros organismos y material de soporte:	Azul
Densidad a 25 °C:	0.960 – 0.980 g/ml
pH a 25 °C:	3.70 – 7.00
Nota:	Sugerencia de tinción, ver inserto Cat. 64293, disponible
Temperatura de almacenaje recomendada:	15 – 30 °C
Almacenamiento:	Consérvese en su envase original y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarla

Bibliografía: Clark George, Staining Procedures Ed. Williams & wilkins, Lynch Raphael Mellor,Spore & Inwood Métodos de laboratorios, Bernard Henry John, Diagnóstico y tratamiento clínico Gradwol's Clinical Laboratory methods and diagnosis.

LABOR WASSER DE MEXICO S.A. DE C.V.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Laureles #62, Jardines de Atizapan
Atizapan de Zaragoza, Edo. Mex., C.P. 52978
Tel. 55 7575 1661 / 55 7575 1662
55 7160 2454 / 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com | laborwasserdemexico.com